


ADNI DICOM WORKLIST

INTEGRACIÓN INTELIGENTE !!



INCREMENTE SU PRODUCTIVIDAD

Con ADNI DICOM WORKLIST interconecte su aplicación de gestión hospitalaria (HIS) o de Radiología (RIS) con sus equipos de adquisición de imágenes, evitando :

- *DOBLE carga de datos*
- *ERRORES en la transcripción de la información*

*Y podrá disponer de MAS tiempo dedicado al trabajo de
DIAGNÓSTICO de cada modalidad*

PUESTA EN MARCHA INMEDIATA

NO PIENSE EN

Prolongados tiempos de Instalación


o

Altísimos Costos

Estime solo MEDIA HORA por modalidad y el sistema ya estará funcionando con cualquier aplicación que utiliza su institución.

COMO FUNCIONA ADNI DICOM WORKLIST

ADNI DICOM WORKLIST toma la información de los turnos asignados para cada aplicación, desde el sistema de administración, la procesa de acuerdo a su estructura particular , y prepara los datos para que sean tomados por cada modalidad, todo esto sin ninguna intervención humana.



CONEXIÓN CON DISTINTOS TIPOS DE ENTRADAS

LAS ENTRADAS POSIBLES SON

- *Base de Datos*
- *Archivos Planos*
- *Correo Electrónico.*



Se puede utilizar mas de una fuente de entrada y en cualquier combinación, dos bases de datos, base de datos y archivo, etc.

MANEJO DE DIVERSOS FORMATOS DE ENTRADA

Se puede adquirir la información desde todo tipo de lenguajes :

ESTRUCTURADO

1. *perez,jose,38,hombre*

apellido=garcia

nombre=pedro

edad=17

[EOR]

2. *<apellido>rodriguez</apellido>*

3. *Tablas de base de datos*


4. *XML*

NO ESTRUCTURADO

➤ el señor **Fernandez** asistirá a nuestras instalaciones el día **27/10/02** para realizar **chequeo anual** acordado.



MANEJO DE DIVERSOS FORMATOS DE SALIDA SEGÚN MODALIDAD

Según la modalidad que se utilice, se necesitan enviar distintos datos a los equipos, por lo que ADNI DICOM WORKLIST dispone de un sistema de plantillas asociada a cada equipo, dando una flexibilidad completa en instituciones que cuentan con varias modalidades.



QUE PRODUCTOS INTERCONECTA ADNI WORKLIST


Click para ver modelos



No necesita HL7

D
I
C
O
M

W
O
R
K
L
I
S
T



MANEJO DE CONTINGENCIAS

Ante la posibilidad de la caída de un equipo o una reasignación por el motivo que sea, dispone de la facilidad para reasignar todos los pacientes de un equipo al otro en menos de un minuto.



RETORNO DE INVERSIÓN (ROI) SIGNIFICATIVO

CASO ECOGRAFO

12 hs. de trabajo diario

4 pacientes por hora

1.5 minutos para el ingreso de datos del paciente

TOTAL de tiempo = $12 \times 4 \times 1.5 = 72$ min

TOTAL mensual = $72 \times 22 = 27$ hs. !!!!

27 hs. que se pueden dedicar a realizar otros estudios.


MAS de 2 jornadas completas de trabajo adicionales!!!

QUE INTERCONECTA ADNI WORKLIST ?

Microsoft®
SQL Server™



ORACLE®



ALOKA

Alpha 10
Alpha 5
SSD-4000
SSD-3500
SSD-1400
SSD-1000


No HL7 needed

QUE INTERCONECTA ADNI WORKLIST ?

Microsoft®
SQL Server™



ORACLE®



MEDISON

Sonoace X4
Sonoace 9900
Sonoace 8000 SE
Sonoace 8000EX
Accuvix

No HL7 needed

QUE INTERCONECTA ADNI WORKLIST ?

Microsoft®
SQL Server™



ORACLE®



Sonix OP
Sonix SP
Sonix CEP
Sonix RP


No HL7 needed

QUE INTERCONECTA ADNI WORKLIST ?

Microsoft®
SQL Server™



ORACLE®



 SonoSite.

MicroMaxx
Titan




No HL7 needed

QUE INTERCONECTA ADNI WORKLIST ?

Microsoft®
SQL Server™



ORACLE®



PHILIPS

MicroMaxx
SONOS 7500
SONOS 5500
iE33
iU22
HD11 /HD11 XE
HDI 5000
HDI 4000


No HL7 needed

QUE INTERCONECTA ADNI WORKLIST ?

Microsoft®
SQL Server™



ORACLE®



SIEMENS

Sequoia 512
Aspen Echo


No HL7 needed

QUE INTERCONECTA ADNI WORKLIST ?

Microsoft®
SQL Server™



ORACLE®



z.one


No HL7 needed

QUE INTERCONECTA ADNI WORKLIST ?

Microsoft®
SQL Server™



ORACLE®



MicroMaxx
Megas ES
Technos MPX
Picus Pro
Picus


No HL7 needed

QUE INTERCONECTA ADNI WORKLIST ?

Microsoft®
SQL Server™



ORACLE®



LUNAR Prodigy


No HL7 needed

QUE INTERCONECTA ADNI WORKLIST ?

Microsoft®
SQL Server™



ORACLE®



Kodak



No HL7 needed

QUE INTERCONECTA ADNI WORKLIST ?

Microsoft®
SQL Server™



ORACLE®



FUJIFILM

XG-1
Profect CS
CAPSULA XL

No HL7 needed

QUE INTERCONECTA ADNI WORKLIST ?

Microsoft®
SQL Server™



ORACLE®




No HL7 needed

QUE INTERCONECTA ADNI WORKLIST ?

Microsoft®
SQL Server™



ORACLE



TOSHIBA

Aplio
Xario
Famio
Nemio

No HL7 needed